



Rilevare il Nickel ed il Cobalto in un attimo



Allergopharma

Distributore per
SmartPractice
Because Patients Deserve a Diagnosis

VISITA www.allergopharma.it



Rilevare Nickel o Cobalto in un attimo



Test per rilevare con tamponi monouso nickel e cobalto in oggetti metallici e prevenire il contatto diretto usando l'apposito smalto coprente

- Rilevatore ed applicatore tutto in uno
- Rivoluzionari tamponi in cotone
- Comodo da portare con te
- Sicuro, efficace, sempre pronto

- Usalo a casa, al lavoro o mentre acquisti gioielleria, cinture, utensili etc.
- Non rovina gli oggetti metallici testati e coperti
- Rileva il nickel od il cobalto in pochi secondi



Rileva la presenza di Nickel o Cobalto

RILEVATORE Istruzioni per l'esecuzione del test:
Estrai la fiala e girala inserendola nella guaina bianca in modo da liberare il tampone in cotone. Tieni il flacone tra le dita e premilo delicatamente attraverso la guaina bianca fino alla sua rottura che permetterà al liquido di bagnare il tampone. Strofinalo sull'oggetto metallico per 30-60 secondi. Se l'area bagnata del tampone in cotone assume una colorazione dal rosa al rosso il test è positivo ed indica la presenza di nickel o cobalto. In caso contrario il test sarà negativo ed indicherà l'assenza di nickel o cobalto.



Isola il Nickel o il Cobalto presenti

SMALTO COPRENTE Istruzioni per l'uso:
Se riscontri la presenza di nickel o cobalto, basta rivestire l'oggetto metallico con lo smalto coprente per prevenire il contatto diretto con il nickel o con il cobalto. Se necessario ripeti l'operazione

- Asciuga rapidamente
- Non rovina gli oggetti di metallo

Ogni kit contiene 10 test di rilevazione + 1 flacone di smalto coprente per prevenire il contatto diretto con il metallo



Allergopharma spa, Piazza del Figneto 9
00176 Roma
Tel +39 0670384300
Fax +39 06 70384380
email: info.it@allergopharma.com

Numero Verde Fax
800-354060